


1979-S UNBLOCKER GEL

SANITEC®
igiene sicura



DESCRIZIONE	Disorgogante alcalino gel ad alta efficacia con cloro attivo
CARATTERISTICHE	Il prodotto agisce rapidamente sull'ingorgo, superando anche l'acqua stagnante grazie all'elevato peso specifico della sua speciale formula in gel Una reazione combinata, chimica e termica, scioglie tutti i depositi che creano normalmente l'occlusione E' consigliato anche nella manutenzione preventiva di scarichi e scoli Evita la formazione di cattivi odori
MODO D'USO E DOSAGGIO	Versare il prodotto direttamente nello scarico interessato. Attendere 5 minuti. Fare scorrere acqua calda. Dosaggio: Occlusione ostinata: 500 ml, Mantenimento ordinario: 200 ml a settimana.
SPECIFICHE	Aspetto: liquido trasparente incolore pH: 13,5 +/- 0,5 Peso specifico [g/ml]: 1,080 +/- 0,020 I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.
COMPATIBILITA' DEL PRODOTTO	In caso di dubbi, testare la compatibilità con i materiali in una piccola parte nascosta, prima dell'uso. Eliminare immediatamente eventuali schizzi dalle superfici sensibili agli alcali (es. legno, alluminio non anodizzato, superfici laccate o verniciate) con uno straccio umido.
PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO E LO STOCCAGGIO	Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento, consultare la scheda di sicurezza.
CERTIFICAZIONI / CONFORMITA'	I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dalla Direttiva Europea 648/2004/CE e successive modifiche.
COMPOSIZIONE CHIMICA	Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.



**PROFESSIONAL
ACADEMY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1979-S	EAN	8032680392368		
	Pcs x Box	6	Volume L	1	Fl. Oz.	33,81
	Box x Layer	21	Peso Kg	1,08	Oz.	38,10
	Box x Pit	105				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV. 00/2021